


# Attends® Slip Active



Attends - numerointijärjestelmä kertoo imukyvyn

Attends Slip Active -teippivaipat on suunniteltu keskivaikeasta vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin ja/tai ulosteinkontinenssiin.



- 1** Valkoinen vedenpitävä taustamateriaali estää läpivuodon.
- 2** Kosteusindikaattori tukee hyvää hoitoa osoittaen vaipan vaihtotarpeen.
- 3** Hengittävät tekstiilimaiset kiinnitysvyöt ovat lanteilla miellyttävät sekä edistävät ihon hyvinvointia.
- 4** Kahden teipin kiinnityssysteemi helpottaa asettelua ja kiinnitystä. Sivulla olevia sinisiä tarroja käytetään ensin apuna vaippaa puettaessa, ja lopuksi kiinnitetään leveät teipit.
- 5** Lahkeensuiden joustoreunat antavat hyvän istuvuuden ja vähentävät ohivuotojen riskiä.
- 6** Lahkeensuiden erilliset vuotosuojat vähentävät ohivuotojen riskiä.
- 7** Vaipan anatominen muotoilu takaa napakan ja hyvän istuvuuden.
- 8** Imukykyä lisäävä super-absorbenttiydin antaa kuivuutta iholle ja poistaa epämiellyttäviä hajuja ja suojaa ohivuodoilta.
- 9** Suojan imukykykoko on painettu taustamateriaaliin vaipan tunnistamisen helpottamiseksi.

Lisätietoja saadaksenne, vieraillkaa sivuillamme [www.attends.fi](http://www.attends.fi)

Imeytyminen / Koko

		Pussissa Pusseja / Laatikko	EAN 7332152 Pussi / Laatikko	Lantio / Vyötärön ympärys (cm)	Taustamateriaali	Imuytimen materiaali	Pintamateriaali	Hengittävä	Joustonauhat	Vuotosuojat	Neijä uudelleen kiinnittyvää teippiä	Natural Odour Protection	Quick-Dry
8	Attends Slip Active Medium	28 4	200728 200735	75 - 110	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 4	201329 201336	100 - 145	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium	28 4	201503 201510	75 - 110	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 4	201381 201398	100 - 145	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium	28 4	201404 201411	75 - 110	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 2	201428 201435	100 - 145	Polyeteenikalvo	Kaksoisimukkerros sellulla, superabsorbentilla ja Quick-Dry-teknologialla	Kuitu- kan- gas	Kyllä - Vyöt	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry -levittävä kerros on sijoitettu suoraan pintamateriaalin alle, kohtaan johon urea suojaan tulee. Se imee urean nopeasti pois iholta ja sisälle suojaan ehkäisten ureaa palaamasta takaisin tuotteen pintaan. Levittävä kerros käsittelee tehokkaasti useita virtsauskertoja ilman, että se vaikuttaa suojan kapasiteettiin, mikä takaa käyttäjälle poikkeuksellisen kuivan ihon ja hyvän suojan ohivuotoja vastaan.



pH-arvo

Imuytimen teknologian kiharat kuidut auttavat säilyttämään alhaisen pH-arvon, joka on samanlainen kuin ihon luonnollinen pH-arvo. Tämä suojaa ihoa ja edistää sen hyvinvointia.



Active Zone

Active Zone -alue suojan keskellä tarjoaa nopeaa imeytymistä juuri siellä missä sitä todella tarvitaan. Tämä tarjoaa käyttäjälle erityistä kuivuutta iholle ja parempaa suoja ohivuotoja vastaan.



Natural Odour Protection

Natural Odour Protection -hajunesto vähentää epämiellyttävien hajujen syntymisen riskiä.



Attends Slip Active -teippivaipat on testattu ja hyväksytty dermatologista tutkimusta tekevän instituutin toimesta.